

平成 27 年 2 月

お得意様各位

日本ビーシージー製造株式会社

TB-Beads® 新発売のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素は弊社製品にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、抗酸菌集菌用試薬「TB-Beads」(TB ビーズ) (製造元: Microsens
Diagnostics Ltd.(英国)) を下記のとおり新発売いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

【新発売日】 平成 27 年 4 月 1 日 (水)

【新発売製品】

商品コード	商品名	包装単位	希望納入価格	JANコード
118013	TB-Beads 溶液	250m L × 1	3,500 円	4987501118013
118020	TB-Beads 溶出緩衝液	10m L × 1	20,000 円	4987501118020
118037	TB-Beads 洗浄液	500m L × 1	1,000 円	4987501118037
118044	TB-Beads クランプ	1 個	3,800 円	4987501118044

【製品の特徴】

「結核菌検査指針」において、抗酸菌検査における検査材料(喀痰)の前処理はNALC-NaOHを用いた遠心集菌法が推奨されています。この方法は遠心操作により集菌を行う方法ですが、十分な検出感度を得るためには、3,000×gで15分間の遠心分離操作を行うため、冷却遠心機を要し、また破損の危険性を伴います。

これに対して磁性ビーズを用いたTB-Beads法は、ビーズに抗酸菌を吸着させ、磁力により集菌する方法であり、遠心分離操作を必要としない新たな簡便な方法です。

※詳しい操作方法等はリーフレットおよびホームページをご参照ください

以上

本件に関するお問い合わせは、担当MRまたは下記までお願いいたします
日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター
TEL 03-5395-5590